

PRESA DE MOSTRES DE CONTROL DE SUPERFÍCIE

La presa de mostres en el control de superfícies en establiments de producció, transformació i comercialització es realitzarà d'acord amb el següent protocol:

- 1) La presa de mostres es realitzarà a totes aquelles superfícies presents en l'establiment que puguin ser font de contaminació.

Per exemple:

- Pasteuritzador (tanc o plaques,...)
 - Tubs de conducció del producte
 - Dipòsits emmagatzematge
 - Taules de treball
 - Terres i parets
 - Estris que entrin en contacte amb el producte :
 - Motllos
- 2) En el moment de prendre la mostra, les superfícies hauran d'estar preparades (netes i desinfectades) per rebre producte. L'objectiu és avaluar l'eficàcia de la neteja i la desinfecció.
 - 3) La mostra serà identificada mitjançant una etiqueta que portarà el nom de l'establiment, la data de presa de mostres i la superfície estudiada.
 - 4) El flascó per a la presa de mostra consisteix en un tub estèril d'un sol ús, que duu un medi específic adherit a una llengüeta de plàstic unida al tap, per al control de recompte total i enterobactèries
 - 5) Per fer la presa de mostres cal obrir el flascó. Amb el tap seguirà la llengüeta (important no tocar-la amb els dits) i per l'altra banda quedarà el tub de plàstic que caldrà posar-lo en posició invertida per evitar que entrin contaminants de l'aire. **Col·locar la llengüeta agafant-la pel tap sobre la superfície ha estudiar, durant 10 segons i sense arrossegar. Repetir l'operació per les dues cares en llocs diferents de la superfície.**
 - 6) Les mostres s'enviaran refrigerades.